

**National**  
**松下電工**

（保証書別添）

（保管用）

医療用具許可番号  
25BY0008

一般家庭用

# フットスパ<sup>®</sup>

## EH282

## 取扱説明書



### 効能・効果

あんま・  
マッサージの代用

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

- 疲労の回復
- 血行の促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる

# 安全上のご注意

\* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

\* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人への危険や損害を未然に防止するためのものです。  
また、注意事項は次のように区分しています。


**いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**


**⚠ 警告：**人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。


**⚠ 注意：**人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される場合。

## 絵表示の例



 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。  
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告



必ず守る

● 医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の人**は必ず医師と相談してください。**

- 悪性腫瘍のある人
- 妊娠中や生理中の人
- 安静を必要とする人
- 心臓に障害のある人
- 知覚障害のある人
- 足に静脈炎がある人
- 足に静脈瘤がある人
- 足に傷口がある人
- 足に発疹がある人
- 糖尿病の人

事故やトラブルのおそれがあります。

● マッサージ以外の目的では使用しない。

事故やけがのおそれがあります。

● **必ずAC100ボルトの電源で使用する。**

守らないと火災や感電のおそれがあります。



禁止

● **コードやプラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。**

感電やショート・発火のおそれがあります。

● **子供の手の届かない所に保管し、使わせたり、本体の上で遊ばせない。**

やけどや感電・けがのおそれがあります。



分解禁止

● **改造しない。修理技術者以外の人**は**分解・修理しない。**

発火や異常動作してけがのおそれがあります。



電源プラグを抜く

● **使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。**

火災や事故のおそれがあります。

## ⚠ 注意

 禁止	●コードを傷つけたり、加工したりしない。 ＊無理に曲げたり引張ったり、ねじったり、 重い物をのせたり、はさみこんだりしない。 火災や感電のおそれがあります。
	●落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しない。 感電や発火のおそれがあります。
	●本体の上には立たない。 事故やけがのおそれがあります。
	●通電したまま放置しない。 火災のおそれがあります。
	●本体の流水やつけおき洗いはしない。 事故やけがのおそれがあります。
 フロ・シャワー室 使用禁止	●風呂場等湿気の多い場所での使用や保管はしない。 絶縁劣化による感電や火災のおそれがあります。
 めれ手禁止	●プラグはぬれた手で抜き差しをしない。 感電やショートのおそれがあります。
 必ず守る	●使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は使用を中止する。 事故やトラブルのおそれがあります。
	●マッサージは1回15分以内にする。 長時間の連続使用は逆効果です。
	●使用時間は取扱説明書の指示を守る。 事故やトラブルのおそれがあります。
	●使用後は本体内のお湯を必ずすてる。 事故やトラブルのおそれがあります。
	●コンセントから抜く時はプラグをもって抜く。 事故やトラブルのおそれがあります。

## もくじ

安全上のご注意

1

各部のなまえ

5

使いかた

7

使い終わったら

12

故障かな？


14

アフターサービス


裏表紙



# 各部のなまえ



## \* 足置台



### 取り付けかた

アタッチメントを先に差し込み、足置台を取り付ける。  
(右図参照)




## \* アタッチメント取り付け部

### ● アタッチメント



**汚れ取りブラシ**  
(補修部品価格) 500円(税別)  
(補修部品品番) EH281AW7527





**角質取り**  
(補修部品価格) 900円(税別)  
(補修部品品番) EH281AH7457



**足裏ボール**  
(補修部品価格) 500円(税別)  
(補修部品品番) EH281A7757

## 操作ダイヤルの内容



**0**



**入**

電源が入った状態



**1**



**保温**

保温ヒーターが入る  
(足を入れた時や、時間がたつと、温度が下がります。)

**2**





**保温**

**気泡**

足浴槽から気泡が出る  
(保温ヒーターも入る)

**3**




**保温**

**振動**

振動する  
(保温ヒーターも入る)

**4**





**保温**

**気泡**

**振動**

気泡を出しながら振動する  
(保温ヒーターも入る)

**5**



**回転**

アタッチメントが回転する

## 操作ダイヤルについて

●操作ダイヤルを **1** ~ **5** にするとタイマースタート  
(約15分後に動作が停止します)

※再び使用する時は、一旦 **0** に戻した後、数秒待ってから **1** ~ **5** を選択してください。

# 使いかた

## ■ご使用の前に

**1** 足拭き用のタオルと床をぬらさないためのバスタオル等を用意する

**2** 本体の下にバスタオル等を敷く


**3** 足浴槽にお好み温度のお湯を入れる

- 湯量は約3.5リットル
- 湯温は42℃くらいが目安

●操作ダイヤル部にお湯をかけない。  
故障の原因になります。

**4** 操作ダイヤルを **0** にしプラグをコンセントに差し込む

- プラグはぬれた手で差し込まない



## マッサージコース

- マッサージは1回15分以内にする。  
長時間の連続使用は逆効果です。
- 足を入れた時や時間がたつと、湯温は下がります。  
[10分使用で約3～4℃(室温20℃の場合)]
- ぬるく感じた時は足を出して少し熱めのお湯をたしてください。  
[水位線(波線)を越えないように湯量を調節してください。]

\*使用時は足を楽に行う。

(例：イスに座った状態)

\*冬場はあたたかい部屋で使用する。

**1** 足を足浴槽に入れる

**2** 操作ダイヤルで **3** (保温+振動) を選ぶ

**3** 10分間足浴槽に足を

お好みにより **4** (保温+気泡+振動) を選択するとお湯を攪拌できます






# 使いかた

## お手入れコース

### 1 足裏ボールを アタッチメント取り付け部に 取り付ける



アタッチメントを差し込むとき回転することがありますので注意してください。

### 2 ②(保温+気泡) を選び 10分間足浴槽に足を入れる

\*アロマオイル(エッセンシャルオイル等)を数滴入れて楽しむことができます。


\*入浴剤を入れる場合は

- 発泡タイプは使用しない。  
泡立ちにより操作ダイヤル部をぬらし、故障の原因になります。
- 入れすぎない。

入浴剤はご家庭のお風呂と同じ割合で溶かして使用してください。  
(目安は足浴槽の水位線のお湯3.5Lに入浴剤を約0.5g(小さじ半分)の割合で入れる。)


#### \*足裏ピンの使いかた

お好みにより、足浴槽の底にある2本の足裏ピンを、右図のように立ち上げて足をのせてください。底面から足を離すことにより、気泡が足全体にあたりやすくなります。



#### \*アタッチメントの使いかた

どのダイヤル設定でもアタッチメントを足でかたく押すとアタッチメントが回転します。  
**5**(回転)に設定すると連続して回転します。



#### ご注意

##### 足置台を必ず取り付けて使用する

取り付けないで使用する、アタッチメントの差込部が折れ、故障の原因になります。

##### アタッチメントを押さえずぎない

アタッチメントを押さえずぎると、回転が遅くなったり、動かなくなったりします。ダイヤルを**0**にし、足を離して、しばらくしてから使用してください。

### 3 アタッチメントを取り替え 足裏のお手入れをする

#### \*アタッチメントの順番


足裏ボール

角質取り

汚れ取りブラシ

再度、足浴槽に  
足を入れる


約5分間程度



使いかた


#### \*アタッチメントの種類

●足裏  
ボール



円を描くように回転する6個の可動ボールで心地よい刺激を与えます。

●角質  
取り



かかとや足の裏、つま先などの硬くなった皮膚を取りのぞきます。

●汚れ  
取り  
ブラシ




足の汚れを取りのぞき、指の間や爪のすきまを清潔にします。

# 使いかた

## ■足置台について

### \* 足置台のはずしかた

アタッチメント側から持ち上げ、  
うしろに引くようにはずす。



## ■一時中断するときは

操作ダイヤルを **0** (入) に  
**戻し**

プラグを  
コンセントから

**抜く**


プラグを抜かないと、**0**～**4**のどのダイヤル設定でも「アタッチメント」は押せば回転します。  
お子様が誤って触らぬようにご注意ください。




# 使い終わったら

\* 使用後、お湯は必ず排水口から捨てる。


**1** 操作ダイヤルを **0** (入) に  
**戻し**  
プラグを  
コンセントから  
**抜く**



**2** 足置台・アタッチメントを  
**はずす**



**3** 本体ハンドグリップ部を両手で  
**持つ**



**4** 排水口からお湯を  
**捨てる**



●排水口以外からお湯を捨てない。  
排水口以外からお湯を流すと、  
操作ダイヤル部をぬらし  
故障の原因になります。





# 使い終わったら

◆コードは本体下にある「コード収納部」に巻き付ける



●お願い  
樹脂製の床面（フロアパネル等）に長期間放置しないでください。床面がよごれたり、跡が残る場合があります。

●操作ダイヤル部を下にしての立てかけ保管はしない

禁止

操作ダイヤル部に水がたまり、故障の原因になります。


# お手入れについて

◆お手入れする場合は絶対に流水やつけおき洗いをしない。

## ■本体・アタッチメント・足置台

お湯に湿らせた布でふき取る。（洗剤やシンナー・ベンジンなどは絶対に使用しない。）

\*変色・劣化及びヒビが入る恐れがあります。



●操作ダイヤル部にお湯や水をかけない

操作ダイヤル側に本体を傾けて排水やお手入れをしないでください。

# 故障かな？

現象	考えられる原因	処置
使用中で本体の動作が停止した	約15分の内蔵タイマーが動作した	操作ダイヤルを <b>0</b> に戻した後、数秒待ってから <b>1～5</b> を選択
電源を入れても通電しない	プラグが正しくコンセントに差し込まれていない	正しい使い方をする ◀P7～11参照
気泡が発生しない	お湯を入れすぎている（水面が水位線を越えている）	お湯をすて、水面を水位線に合わせる ◀P7参照
水もれがする	足浴槽にヒビが入っている	
アタッチメントの回転が遅くなったり、動かなくなった	アタッチメントを強く押えて使用した	操作ダイヤルを <b>0</b> にし、しばらくたってから正しく使用する ◀P10参照
振動しない		
操作ダイヤルで切換えができない		
コード、プラグが異常に熱い		

点検後なお異常がある

ただちに使用中止

●お願い●  
この様な場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

# 定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
販 売 名	フットスパ EH282
消 費 電 力	140W
電熱装置の消費電力	115W
類 別	器具器械（77）バイブレーター
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器
医療用具許可番号	25BY0008
許 可 年 月 日	1999年6月4日
本体寸法、標準湯量	径41×高さ20（cm）、3.5L
質 量（重量）	3.5kg
輸 入 販 売 元	松下電工 株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地



# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル フットスパの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP14に従ってご確認いただき、なお異常がある場合、ご使用を中止し必ずプラグをぬいてからご購入の販売店にご依頼ください。

### ●保証期間中は●

ご購入の販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは●

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずご購入の販売店・工事店へお申し付けください。

●転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は  
「修理ご相談センター」

ハイ 365日  
 **0570-081-365**

ナビダイヤル

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
(受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00)

携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌 ☎011-707-7210 大阪 ☎072-878-8999  
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531  
名古屋 ☎052-551-7900

商品・お取扱いなどのご相談は  
「お客様ご相談センター」

ハイ ナイス  
 **0570-081-713**

ナビダイヤル

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。  
(受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00)

携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

東日本 〒108-8402 東京都港区芝4丁目8番2号  
☎03-3769-4820 FAX 03-3769-4984  
西日本 〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目1番3号  
☎06-6946-2437 FAX 06-6941-4057

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

0204

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部

〔〒522-8520〕 滋賀県彦根市岡町33番地

2002年12月1日作成(新様式第1版) C-No.2

Printed in China